

新発売



マルチチャンネルディスペンサー

DISPENSER super-8000シリーズ

1~5 μ l、5~25 μ l、50~250 μ lの3種類を御用意しました！

業界唯一の
製品！

8チャンネルディスペンサーを
完全リニューアル！

ピペットチップで8チャンネル
同時に連続分注が可能！

インジェクター機構を搭載した為、
チップイジェクト作業も片手で簡単
に行えます。
材質の見直しを行い、使用範囲が
大幅に広がりました。

【セット内容】 super-8000シリーズ本体・・・ 1台
ラック入りチップ・・・・・・・・・・・・ 1個
リザーバー・・・・・・・・・・・・・・ 1個

super-8000シリーズ 精度ならびに価格表

品番	カラーコード	分注容量	分注回数	最大吸引量	1メモリの可変量	チップ	容量	精度	再現性	価格
super-8001	●	1 μ l~5 μ l	1 μ l-30回 5 μ l-6回	30 μ l	0.1 μ l	200 μ l MS-T-200-2	1 μ l	±8.0%	±3.0%	¥99,000
							5 μ l	±4.0%	±1.5%	
super-8002	●	5 μ l~25 μ l	5 μ l-38回 25 μ l-7回	190 μ l	0.5 μ l	200 μ l MS-T-200-2	5 μ l	±4.0%	±0.8%	¥99,000
							25 μ l	±2.0%	±0.5%	
super-8003	●	50 μ l~250 μ l	50 μ l-24回 100 μ l-12回	1230 μ l	5 μ l	1000 μ l MS-T-1000-2	50 μ l	±2.0%	±0.3%	¥99,000
							250 μ l	±1.3%	±0.3%	

※上記の精度は、弊社推奨のM's ITチップを使用した場合になります。
※オートクレーブ不可

※価格は税別表記になります。

材質 ●グリップ/PC ●ノーズコーン/PP ●ピストン/super-8001:SUS, super-8002:PP, super-8003:PC ●Oリング/FVMQ
●その他樹脂/PC・PP ●その他金属/SUS303・SUS304

- ◇日本国内製造です。◇UV耐用 ◇1年間保証付きです。
- ◇容量テスト結果付きです。(※各製品毎に容量テスト(社内規定容量)を行っております。)
- ◇使用チップはMS-T-200-2/MS-T-1000-2を御使用下さい。
- ◇チップインジェクター付き ◇ブローアウト機構付き

※製品の材質、仕様、価格等は予告なく変更することがあります。

【製造元】

Mitsutoyo 科学部門

〒329-4217 栃木県足利市駒場町 1-1
TEL : (0284)22-3656 FAX : (0284)22-3657
HP <http://www.it-pipet.jp> E-mail : info@it-pipet.jp

【販売・お問合せ】

super-8000シリーズの作業効率の良さを
実感出来る動画をご覧頂けます。

